

liquiband optima



Lagerung bei Zimmertemperatur
Sofort einsatzbereit -
kein Zusammenstecken mehr nötig

 **LIQUIBAND**

Liquiband Optima,
der sterile, transparente Hautkleber
für den schnellen Wundverschluss

chirurgie hautkleber

liquiband optima

Ohne
Zusammenstecken
sofort einsatzbereit



Merkmale und Vorzüge:

- Neue Zusammensetzung:
Octyl Blend¹⁰™: 90 % N- Butyl
Cyanoacrylat, 10 % Octyl Cyanoacrylat
- Lagerung bei Raumtemperatur
- Sofortiger Einsatz – kein Zusammen-
stecken von Einzelteilen nötig
- Antibakterieller Schutzeffekt
- Völlig transparenter Hautkleber
- Kein schmerzhaftes Brennen beim
Auftragen auf die Haut
- Für Wunden bis ca. 5 cm Länge
- Aushärtungszeit max. 10 Sekunden
- Exzellente kosmetische Ergebnisse
- Hohe mechanische Festigkeit
- Keine Lokalanästhesie erforderlich
- Reduzierte Behandlungskosten



Präzision beim
Wundverschluss




Aushärtungszeit
max. 10 sec.



Exzellente
kosmetische
Ergebnisse

Studie

Grafische Darstellung über Festigkeit
des LiquiBand Optima im Vergleich
zu Nahtmaterial



Bestellinformation:

LiquiBand Optima

ML-LIQUIOPT Ampullen à 0,25 g
10 Stück, einzeln steril verpackt