


# saug/spül-system

Das einfache und effiziente  
Einmalprodukt  
für laparoskopische Eingriffe




\* Adapter für verschiedene Systeme vorhanden

**VECTEC**

Das ideale System  
für laparoskopische Eingriffe

chirurgie laparoskopie




# saug/spül-system

Dieses ideale System bietet beste Arbeitsbedingungen bei der Laparoskopie

## Merkmale und Vorzüge:

- Komplettes Einmalprodukt mit 5 mm Saug/Spül-Rohr ▶
- 10 mm Rohr wieder verwendbar oder als Einmalprodukt
- Extra große und verstärkte Knöpfe in rot und blau ▶
- Unterscheidung der Knöpfe nach konkav/konvex
- Trompetengriff für einfachste Handhabung
- WISAP-Adapter (Einmalprodukt) inkludiert, wenn der Spülkanal direkt an die Maschine anstelle des Beutels angeschlossen werden soll
- Durchsichtiger Handgriff
- 2 zusätzliche Innentaschen für Schlauch und Handgriff
- Höchste Qualität
- Optimale Wirtschaftlichkeit



↑ Extra Zugang für Biopsie-Nadel

## Bestellinformation:

Bestellnummer	Produkt	Rohr Ø	Packungseinheit
VEC-CAN250-5	Saug-Spül-System inkl. Rohr	5 mm	10
VEC-CAN10	Rohr (Einmalprodukt)	10 mm	25
VEC-CAN10wv	Rohr, resterilisierbar*	10 mm	5
VEC-CAN-DP5	Mehrweganschluss		10

\* wiederverwendbar



zymed GmbH  
Rennbahnweg 80  
A-1220 Wien, AUSTRIA

Tel. +43/1/203 25 66  
Fax +43/1/203 36 95-20  
Email: office@zymed.at  
www.zymed.at