

Vectec Einweg Uterus Manipulator CAUT 60



- komplett atraumatisches System
- nur mit Vakuum zu bedienen
- injizieren von Kontrastmitteln möglich

VECTEC

Das sichere, atraumatische System
für laparoskopische Eingriffe

chirurgie laparoskopie

VECTEC Einweg Uterus Manipulator CAUT 60

Optimale Bedingungen
während laparoskopischer Eingriffe



laparoskopie

Bestandteile:



- Starrer Betätigungsgriff
- Ein rostfreies, biegsames Metallrohr
- Ein Dilatator - auch für Hysterometrie geeignet. (Two in One)
- 2 Aufsätze: der Manipulator wird mit zwei Aufsätzen verschiedener Länge geliefert, damit er sich an die anatomischen Gegebenheiten anpasst.
- Ein 3 Meter langer Absaugschlauch mit Y-Anschluss. Für den Fruchtbarkeitstest muss das Absaugrohr abgenommen werden, damit eine Spritze Methylenblau angeschlossen werden kann.

Merkmale und Vorzüge:

- Steriles Einweg Manipulator-Set
- Einfacher Aufbau, einfache Handhabung
- geeignet für Fruchtbarkeitstests
- Die Gebärmutter muss nicht mehr mit traumatischen Instrumenten festgehalten werden.
- Die atraumatische Verbindung zwischen dem Manipulator und die Gebärmutterhöhle wird durch den Saugeffekt des Anschlusses an das zentrale Vakuum erzielt.
- Wirtschaftlichkeit (keine Instandsetzung, kostengünstig)
- ETO Sterilisierung durch den Hersteller, weniger Ansteckungsrisiken



**Das Produkt ist nicht für
totale laparoskopische
Hysterektomie (TLH) geeignet!**

Bestellinformation:

Das Produkt besteht aus einem Set. Das Set beinhaltet folgende Einmal-Teile:
1 Manipulator, 1 Dilatator, 2 Reduzierer, 1 Absaugschlauch mit Y-Anschluss

Bestellnummer	Packungseinheit
VEC- CAUT 60	10 Sets pro Karton

zymed

zymed GmbH
Rennbahnweg 80
A-1220 Wien, AUSTRIA

Tel. +43/1/203 25 66
Fax +43/1/203 36 95-20
Email: office@zymed.at
www.zymed.at