

# Einmal- Insufflationsnadel

nach Veress

Für laparoskopische Eingriffe  
die optimale, sichere Lösung



**VECTEC**

Die intelligente Lösung  
zur sicheren Insufflation

chirurgie laparoskopie



## Einmal-Insufflationsnadel nach Veress Die intelligente Lösung zur sicheren Insufflation

### Merkmale und Vorzüge:

- Optimierter Schliff der Kanüle für leichtes Durchdringen der Bauchdecke
- Sichere Führung der Veress-Nadel durch ergonomische Griffgestaltung
- Innen liegender Schutz zur Reduzierung der Verletzungsgefahr von Organen nach Durchdringung der Bauchdecke
- Extra stabile Kanüle zu Minimierung der Gefahr einer Funktionsstörung des Funktionsmechanismus
- Roter Positionsanzeiger zur optischen Kontrolle des Mandrins während der Penetration
- Akustische Kontrolle der Erreichung des Peritoneums durch ein hörbares „Klick“
- Optimale Wirtschaftlichkeit
- Einmalprodukt

### Bestellinformation:

Bestell-Nr.	Länge	Packungseinheit
VEC-AIG 2120	120 mm	25 Stück
VEC-AIG 2150	150 mm	25 Stück

Hersteller: Vectec, France

CE 0389 · 04/2008

**zymed** 

zymed GmbH  
Rennbahnweg 80  
A-1220 Wien, AUSTRIA

Tel. +43/1/203 25 66  
Fax +43/1/203 36 95-20  
Email: office@zymed.at  
www.zymed.at