

mobiles röntgenkassetten- stativ



Das universell
einsetzbare
und adaptierbare

Röntgenkassettenstativ.

radiologie röntgenkassettenstativ

mobiles röntgenkassettenstativ



röntgenkassettenstativ

Vorteile

des mobilen
Röntgenkassettenstativs:

- Universelles fahrbares Stativ für Kassetten aller gängigen Formate bis 35 x 43 cm
- Ergonomische Bedienung durch Gewichtsausgleich
- Stabile und sichere Schnellwechseleinspannvorrichtung für die Kassette
- Für Rasterkassetten oder digitale Radiografie-Kassetten
- Stabile und wiederholbare Kassettenposition ohne Sandsäcke
- Keine Wiederholungsaufnahmen: Sie sparen Zeit und Geld

Aufnahmepositionen

Die Einsatz-
Möglichkeiten:



- OSTEO-
RADIOLOGIE
Funktions-
aufnahmen
Wirbelsäule, Knie



- TRAUMATOLOGIE
Frakturdiagnose
ohne Lage-
änderung des
Patienten



- QUERTISCH-
AUFNAHMEN
Irrigoskopie,
Pneumothorax-
Diagnose,
Abdomen seitlich



- SCHOCKRAUM
Untertisch-
aufnahmen
(nur möglich mit
dem horizontalen
Untertischstativ)

- ◀ Untertischstativ

Bestellinformation:

Art.-Nr	Beschreibung
KST5-FREE	Mobiles Röntgenkassettenstativ
KST5-OPTION	Horizontales Untertischstativ



Erweiterungsmöglichkeiten und Sonderanfertigungen
auf Basis des Grundgerätes sind möglich.

zymed

zymed GmbH
Rennbahnweg 80
A-1220 Wien, AUSTRIA

Tel. +43/1/203 25 66
Fax +43/1/203 36 95-20
Email: office@zymed.at
www.zymed.at